

ELEGANZA 1

La cama eléctrica Eleganza 1 aporta la calidad y variedad de funciones destinadas a las unidades de hospitalización. Los principales beneficios de la Eleganza 1 incluyen un gran diseño, un alto grado de parámetros de seguridad y comodidad y ayuda en el trabajo diario del personal de enfermería.



CONFIGURACIÓN:

DISEÑO PERSONALIZADO

Lecho con soportes para sujeciones mecánicas



Kit psiquiatría fija



RUEDAS

4 ruedas carenadas de 150mm – una antiestática - (sólo con freno centralizado)



4 ruedas carenadas de 125mm – 1 antiestática



4 ruedas integrales de 150mm + 5ª rueda (una antiestática).



+ 5th castor

4 ruedas dobles carenadas (1 antiestática) de 150mm + 5ª rueda.



+ 5th castor

4 ruedas dobles integrales de 150mm (1 antiestática)



FRENO

Freno centralizado con 4 pedales. Operación desde cabecero.



Freno centralizado con 4 pedales, Operación desde el piecero.



Freno centralizado con 2 pedales en el piecero. Operación desde el piecero.



PEDALES

Pedales con posiciones preprogramadas (altura y reconocimiento)



BASTIDORES

Diseño bastidor



BARANDILLA

Barandilla partida de plástico con mandos integrados.



Barandilla partida de plástico



Barandilla continua pintada. Mecanismo arriba.




Barandilla continua pintada. Mecanismo en parte inferior.



MEDIDORES DE ÁNGULO

Medidores de ángulo (en cabecero y respaldo)



EXTENSIÓN DE LECHO

Extensión de lecho integrada (15 cm)



EXTREMOS DE CAMA

Extremos de la cama



PROTECTORES DE PARED

2 protectores de pared vertical



RAÍLES PARA ACCESORIOS

Par de raíles laterales para accesorios, longitud estándar



Par de raíles laterales para accesorios, longitud mayor



Par de raíles laterales para accesorios, longitud menor



ESTANTE PARA LA ROPA

Estante para la ropa integrado



ELECTRICIDAD Y VOLTAJE


Cable EU



Voltaje de 100, 110, o 127V



Batería de repuesto



PANEL DE ENFERMERÍA

Panel de enfermería básico sin posición de Trendelenburg.
(Incluye: Go, Stop, 3 bloqueos – respaldo, plano piernas, altura), CPR, ATR



Mando de enfermería con posiciones programadas: silla cardiaca, CPR, TR, ATR



MANDO DE PACIENTE

Sin mando de paciente



Mando satélite con brazo flexible



Plug & play para la conexión del mando (sin mando)



Mando de paciente con linterna LED y teclado retroiluminado para cama sin control integrado



Mando de paciente con linterna LED y teclado retroiluminado y plug & play para cama sin control integrado



Mando con linterna LED sin teclado retroiluminado



Mando de paciente con linterna LED sin teclado retroiluminado y 2 plug & play para cama sin control



LUZ NOCTURNA Y ALARMA

Luz nocturna




Alarma de rueda no frenada



Luz de seguridad – señal en verde



Luz nocturna + luz de seguridad



INCORPORADOR

Incorporador pintado (RAL 9002 ó 9006) o cromado



Soporte gris plástico para incorporador



Soporte gris plástico para incorporador ajustable por retractor



PORTASUEROS

Portasueros, 3 ganchos, para poner en un incorporador pintado



Portasueros, 3 ganchos, para poner en un incorporador acero inoxidable



Portasueros, 4 ganchos, para poner en un incorporador cromado		1 pieza independiente para fijar un portasueros debajo del cabecero en el carro	
Portasueros telescópico, 4 ganchos de plástico (cromado)		Portasueros telescópico, 4 ganchos de plástico, 1 mecanismo manual (cromado)	
Porta sueros telescópico, 4 ganchos de plástico, parte superior combada en "S". Protección antirotación (cromado)		Portasueros telescópico, 4 ganchos de metal, 5kg/gancho, protección antirotación (cromado)	
Portasueros telescópico, 4 ganchos de metal, protección antirotación (cromado)		Portasueros telescópico, 4 ganchos de metal, parte de arriba en "S", protección antirotación	
Cesta para la botella de infusión para poner en el portasueros (acero inox.)		Portasueros telescópico de aluminio con 4 ganchos de metal	
ACCESORIOS			
Soporte bomba de infusión, forma cruzada (cromada)		Estante de monitor para Eleganza 1 y Praktika, dimensiones (620 x 330 mm - plástico)	
Palo para dispositivos y accesorios		Soporte para extensión "D" para Eleganza 1 y Praktika (cromado)	
Sujeta botella de orina con 2 ganchos (pintado)		Soporte botella de orina, base triangular, instalación en barandillas	
Soporte bolsa de orina, nivel autiajustable (pintado)		Rail corto (26 cm) acero inox	
Soporte cánula (5 ganchos) pintado		Soporte botellas de drenaje pintado	
Estante para escribir para piecero de plástico o metal (blanco)		Soporte de nombre para pieceros de plástico	

Soporte historial para piecero de plástico (plástico)		Soporte para muletas para C/P metálico y de plástico (plástico)	
Soporte toalla para C/P de plástico y de madera (pintado)		Soporte para botella de oxígeno (5l) horizontal para poner debajo del cabecero por fuera acero inox.)	
Soporte para botella de oxígeno para poner bajo el cabecero		Par de extensores de barandilla continua plegable	
Bastón para movilización en Elegzana 1 (RAL 9006 ó 9002)		par de extensor de barandilla continua plegable (solo SR55 con mecanismo arriba)	
Par de protectores, compatible con SR55, BE27/BE45 (RAL 9002 ó 9006)		Soporte botella de orina, fijo en barandilla (RAL 9002 ó 9006)	
Lámpara para enchufe			

PARÁMETROS TÉCNICOS

	Ruedas	
	125 mm	150 mm
Dimensiones externas	99 x 218	
Extensión de cama	15 cm	
Lecho	4 secciones ajustables eléctricamente	
Lecho	90 x 200 x 14 cm	
Ajuste de altura eléctrico	37 – 73,5 cm	39,5 – 76,8 cm
Ángulo del respaldo	70°	
Ángulo plano piernas	39°	
Ángulo TR/AR	16° / 16°	
ErgoFrame	10+6 cm	
Peso (depende del equipamiento)	135 kg	
Estándar	IEC; 60601-2-52	
Cubierta contra penetración de polvo y agua	IPx4	
Altura para servidor	16 cm	18.8 cm

CARGA SEGURA

Dimensiones	Ruedas		Batería	
		Freno	Sin batería	Con batería
125 mm		Freno individual	185kg	
		Freno centralizado	200kg	250kg
150 mm		Freno centralizado		

