







MESILLAS DE NOCHE

Para las personas enfermas, es fundamental contar con un lugar que pertenezca solo a ellos: un lugar que permita guardar objetos personales y tener siempre a disposición las cosas importantes. De esto se encargan las mesas de noche de wissner-bosserhoff, como socio de confianza para el cuidado cotidiano. Además, su presencia ayuda a los pacientes y al personal asistencial en numerosas actividades necesarias (por ejemplo, la comida y la lectura). El fácil acceso desde la cama previene eficazmente las caídas.



COLORES



ACCESORIOS

Montaje de mecanismo		Dos cajones	
Patas en lugar de ruedas		Tirador continuo de ancho total	
Cerrojo		Soporte para botellas	
Soporte para accesorios		Módulo de cajón insertable	

MESAS DE NOCHE

MESILLAS VIVO

					
Nº modelo	Vivo 1 10-0748	Vivo 1-t 10-0749	Vivo 2 10-0742	Vivo 2-t 10-0744	Vivo 2-k 10-0746
Dimensiones:	523 x 637 x 470 mm	523 x 695 x 470 mm	523 x 779 x 470 mm	523 x 779 x 470 mm	568 x 784 x 567 mm
Nº de cajones	2	2	2	2	1
Bandeja extraíble	-	✓	-	✓	-
Sistema de inserción suave	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimento intermedio abierto	-	-	✓	✓	-

Nevera integrada	-	-	-	Members of LINET Group ✓
------------------	---	---	---	--------------------------

MESILLAS VITALIA

					
	Vitalia 1	Vitalia 1-t	Vitalia 2	Vitalia 2-t	Vitalia 2-k
Nº modelo	10-0756	10-0757	10-0750	10-0752	10-0754
Dimensiones:	544 x 637 x 470 mm	544 x 695 x 470 mm	544 x 779 x 470 mm	544 x 779 x 470 mm	588 x 784 x 539 mm
Nº de cajones	2	2	2	2	1
Bandeja extraíble	-	✓	-	✓	-
Sistema de inserción suave	✓	✓	✓	✓	✓
Nevera integrada	-	-	-	-	✓
Compartimento intermedio abierto	-	-	✓	✓	-

MESILLAS VT

		
	Vt 1	Vt 2
Nº modelo	10-0775	10-0776
Dimensiones:	506 x 779 x 470 mm	657 x 779 x 470 mm
Nº de cajones	2	2
Compartimento intermedio abierto	-	✓