

GRACIELLA®

LINET

Gynekologické křeslo




Žena v centru pozornosti

Navrženo pro ženy

Pravidelné preventivní vyšetření v gynekologické ordinaci je součástí života každé dospělé ženy. Příjemné prostředí a pohodlí podporuje důvěru a pocit bezpečí pacientek.

Pomáhá, ale nepřekáží

Stupínek může pacientce pomoci při nástupu do křesla. Díky otočnému mechanismu ho lze snadno přesunout na stranu, aby lékaři nepřekážel při vyšetření.



Design křesla, měkké polstrování a celkově příjemná ergonomie přispívají ke komfortu pacientek.

Bezpečný nástup umožňuje praktický stupínek a výškové nastavení křesla.



Příjemný design

Variabilita poloh dovoluje přizpůsobit křeslo fyzické dispozici každé pacientky. Pohodlí zajišťuje měkké polstrování a ergonomický tvar křesla. K dispozici je také integrovaná opěrka hlavy.




Podnožní opěrky na míru

Křeslo Graciella® je vybaveno sadou podnožních opěrek volitelných podle účelu, zaměření či zvyklostí v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Opěrky lze nastavit podle potřeb pacientky a lékaře.



*Opěrky
nohou dle
Goepela*



*Standardní
opěrky
nohou*

TECHNICKÉ PARAMETRY

Mechanické specifikace

Maximální délka křesla (bez opěr nohou)	1325 ± 10mm
Maximální délka křesla (s opěrami nohou)	1733 ± 10mm
Maximální délka křesla (s opěrami nohou typu Goepel)	1402 ± 10mm
Maximální délka křesla (se dvěma opěrami nohou typu Goepel)	1495 ± 10mm
Celková šířka (přes podpěry nohou)	780–845mm
Šířka polstrování (max.)	630 ± 5mm
Tloušťka polstrování	30 ± 2mm
Výška sedáku v dolní – nástupní poloze	615 ± 5mm
Max. výška sedáku (přední hrana)	1043 ± 5mm
Úhel nastavení zádového dílu vůči sedacímu dílu	0°±2° / +40° ±2°
Úhel nastavení sedacího dílu	0°±2° / +20° ±2°
Poloha Trendelenburg	-12°±2°
Výška šlapky nad zemí min.	275–540mm
Pacientské zatížení	180kg
Maximální zatížení křesla	195kg
Povolené zatížení podpěr nohou	32kg
Hmotnost křesla (v závislosti na konfiguraci)	85–115kg
Povolené zatížení držáku misky	10kg
Maximální zatížení DIN lišty	15kg
Objem závěsné misky	2,4 l
Krytí	IPX4
Krytí nožního ovladače	IPX6
Provozní režim	Int. 2/18 min
Hladina hluku	Menší než 48 dB (A)

Elektrické specifikace

Napětí	100 V AC / 110 V AC / 120 V AC / 127 V AC / 230 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Napětí motoru	24 V AC
Ochrana proti vniknutí vody	IPX4
Třída ochrany zařízení	I.
Klasifikace příložných částí	B
Maximální příkon	370 VA
Pojistky křesla	2× T1,6AL 250 V



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Železčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.cz



www.linet.cz