

ProphyCair

Matrace se systémem Low Air Loss



Pacient

- Vysoký komfort
- Maximální ochrana pokožky
- Vhodné pro barietrické pacienty



Personál

- Efektivní prevence dekubitů
- Snadná hygiena matrace
- Jednoduché nastavení



Management

- Snížení nákladů na léčbu dekubitů
- Dostupná prevence dekubitů



ProphyCair se systémem Low Air Loss

Díky systému Low Air Loss umožňuje matrace optimální rozložení tlaku na tělo pacienta. Dochází ke snížení působení tlaku mezi pacientem a matrací, a tedy k léčbě či prevenci dekubitů. Navíc má matrace mikroklimatický efekt, takže dokáže kontrolovat vlhkost pokožky pacienta. ProphyCair je dostupná v několika velikostech, ale vždy jako bariatrická verze s nosností až 445 kg.



9 možných
nastavení tlaku
podle potřeb pacienta

3 pracovní módy

- Mód Low Air Loss (LAL) automaticky udržuje nastavenou úroveň tlaku.
- Pulzující mód snižuje 2× za minutu vždy na 5 sekund tlak o 20 %.
- Max Inflate, tedy plné nafouknutí, vytváří stabilní podporu pro pacienta.

Bezpečná péče o pacienta

Funkce Fowler boost

Jakmile při polohování zádový díl lůžka překročí náklon 35°, matrace automaticky zvýší tlak, aby nedošlo k ohrožení pacienta v pánevní oblasti a prosednutí matrace na ložnou plochu lůžka.



Pacient v bezpečí

V případě selhání jsou k dispozici hlasové i světelné alarmy. Vypínají se automaticky a je možné ztlumení zvuku.

Alarm odpojení ze sítě

Spustí se, jakmile je matrace během používání odpojena ze sítě.



Alarm nízkého tlaku

Pro případ odpojení hadice nebo vysokého úniku vzduchu.



Systém Low Air Loss

Pomocí intenzivní cirkulace vzduchu udržuje matrace optimální tlak na celé tělo pacienta. Mikroklimatický efekt pomáhá chránit pokožku pacienta před nechtěným poškozením.



Kvalitní materiál

Horní vrstva matrace je vyrobena z vysoce odolného a snadno čistitelného materiálu Dartex.

- Voděodolný
- Paropropustný
- Zip 360°

Varianty matrace

Matrace ProphyCair se vyrábí ve 4 velikostech, přičemž všechny jsou vhodné pro bariatrické pacienty.

VERZE	ROZMĚRY	NOSNOST
ProphyCair™ Lo	200 × 87 × 18 cm	445 kg
ProphyCair™ Lo+	200 × 99 × 18 cm	445 kg
ProphyCair™	200 × 87 × 20,5 cm	445 kg
ProphyCair™+	200 × 99 × 25 cm	445 kg

Hmotnost matrace je cca 7 kg (podle typu matrace).



Members of LINET Group

LINET spol. s r. o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

